

## Augenspül-Station

**Sofort-Hilfe für die Augen - professionell und hochwirksam**

- komplettes Set für Wandmontage: Kunststoffhalterung, separate Anleitungstafel, Schrauben zur Befestigung
  - Station ist nachfüllbar
  - inkl. 500 ml Augenspülung: sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
  - sehr verträglich, körperneutral
  - Spülzeit: 1 Flasche = 5 Minuten (je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen)
  - manipulationssicherer Verschluss
  - mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
  - erfüllt die DIN 15454 für Augenspülflaschen
- Hinweis:** Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind
- für den Markt: D / A / L

### Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplinter etc.)
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar



Augenspül-Station

| Produkt               | Inhalt         | VE  | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|-----------------------|----------------|-----|-----------------------|--------------------|
| Augenspül-Station     | 500 ml Flasche | Set | 50011                 | 6495085            |
| Zubehör: Augenspülung | 500 ml         |     | 50010                 | 6495084            |